


## ■院内の検査装置への検査依頼／結果データのオンライン取込

- TOSMEC Aventy 3.0と検査システム（※1）を接続することにより、全自動血球計測器・HbA1c・CRP測定装置他、院内の検査装置への検査依頼および検査結果データの取込をオンラインでリアルタイムに行なうことができます。
- 自動分析装置による、正確かつ迅速な検査結果を得られます。
- 電子カルテへの結果入力ミスと手間を省き、効率的な診察が可能となります。



※ 診療所・小規模病院向けPOC検査支援ソフトECPOは株式会社サイズの商標です。